



HemoCue® Plasma/Low Hb

HemoCue® Plasma/Low Hb – för bestämning av låga hemoglobinvärden i plasma, serum eller vattenlösningar. Det finns många tillfällen då man behöver mäta låga koncentrationer av hemoglobin i olika vätskor. Tidigare har man varit tvungen att använda tidsödande och krångliga metoder eller förlita sig på inexakta metoder såsom visuell bedömning. Nu finns HemoCue® Plasma/Low Hb, ett snabbt och enkelt system som ger tillförlitliga hemoglobinvärden i nivåerna 0.3 - 30 g/L.

Varför välja ett HemoCue® Plasma/Low Hb system



Ger exakta resultat på mindre än en minut

Prowolym 20 µL

Fast kalibrerad, bärbar fotometer som kräver minimalt underhåll

Ingen omkalibrering vid lotbyte av kuvetter eller kontroller

Kompenserar automatiskt för viss turbiditet orsakad av lipider eller leukocytyos

Kan användas av personal utan laboratorievana efter en kort utbildning