

Eurotrol Plasma/Low Hb Control

Eurotrol Plasma/Low Hb Control är en kontrollösning med känd hemoglobin-koncentration för verifiering av systemets precision. Eurotrol Plasma/Low Hb Control finns tillgänglig i tre olika nivåer.

Innehåll: Hemolysat av bovint ursprung.

Förvaring: Öppnad flaska skall förvaras i kylskåp vid 2-8 °C

Hållbarhet: Öppnad flaska förvarad i kylskåp är hållbar i 19 månader från tillverkningsdatum.
Öppnad flaska är hållbar i 30 dagar vid förvaring i kylskåp eller i rumstemperatur (18-30 °C) .

Förpackning: Droppflaska 2 x 1.0 mL

Nivåer:	Låg	0.6 – 1.0 g/L
	Normal	4.8 – 5.2 g/L
	Hög	16.0 – 24.0 g/L

För ytterligare information om kontroller, se www.eurotrol.com.

