

# Plasti-Pan

## Urinuppsamlare & urinmätare

Plasti-Pan urinuppsamlare och urinmätare är enkel att använda och passar alla typer av toalettstolar. Genom att sätta ihop två produkter kan Plasti-Pan även användas för faecesprover.



### 1 Volymangivelse

Plasti-Pan har tydlig volymangivelse och är lätt att tömma.

### 2 Storlek

Plasti-Pan rymmer ca 700 ml.



Helps. Cares. Protects.

**Material:**

100 % Polypropen

Tvättanvisning:

Urinuppsamlaren tål rengöring upp till 85 °C.

**Fördelar:**

Enkel att använda

Tydlig volymangivelse

Kan användas vid feaceprov

Sortiment	Art.nr.	Volym	Förp.
Plasti-Pan	827 683	700 ml	1 st

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)