

## Ambu® BlueSensor R-00-S/25

- Excentrisk knapp
- Foam
- 48 mm
- Våt gel-minskar hudimpedansen snabbt
- Stort mätområde
- 25 elektroder/påse
- DEHP fri
- Latexfri

Excentrisk knapp - gör att elektroden bibehåller signalen även när patienten är i rörelse.

God häftförmåga - sitter bra även om patienten blir svettig/kallsvettig



### Användningsområde:

- Holter
- Arbets-ekg
- Övervakning på IVA, HIA, Akutmottagning och i Ambulans