

## Serres Sugpåsar



Serres slutna sugsystem är ett säkert och hygieniskt system, både för patient och användare. Det slutna sugsystemet kan användas till alla på marknaden vanligen förekommande sugkällor.

Serres sugpåsar ska användas tillsammans med Serres sugkanistrar som finns i storlekarna 1, 2 samt 3 Liter.

Sugpåsarna levereras tomma eller förfyllda med ett superabsorberande pulver som förtjockar den uppsugna vätskan. Det innebär en extra säkerhet vid hantering av avfallet.

På insidan av locket finns ett hydrofobt filter. Detta fungerar som överfyllnadsfilter och bakteriebarriär samt förhindrar backflöde till sugkällan.

Uppkopplingen är enkel. Med endast en koppling på locket till patientanslutningen minimeras risken för felkoppling. Kopplingen är av standardmodell och passar alla kopplingar och konor på marknaden.

Sugpåsarna är var och en individuellt testade vilket ger en 100% garanti för att produkterna alltid är av högsta kvalitet.

Inga speciella påsar krävs för seriekoppling. Serres sugpåsar kan användas både som singelkopplad och seriekopplad. Det ger en besparing av antal artiklar på avdelningen samt mindre skrymmande förpackningar.

Sugpåsarna är PVC Fria och latexfria. Påsarna kan förbrännas. Lokala föreskrifter finns för avfallshantering.

## Serres Sugpåsar



### Vilken påse passar till vilken kanister:

1 liter 6057308 (transparent),  
6057309 (blå)  
2 liter 6057328 (transparent),  
6057329 (blå)  
3 liter 6057348 (transparent)

<b>Material:</b>	Sugpåsen - Polyolefin, polyetylen och polypropylen Pulver - Superabsorberande Polymer
<b>Specifikationer:</b>	
Volym	1, 2 eller 3 Liter
Patientanslutning	12 mm
Övrigt	Kartonger av wellpapp, återvinningsbart
<b>EN standard:</b>	EN 980

Varunummer	Beskrivning	Avd./Trsp.fp./Pall
6057157	Sugpåse 1 liter	36/216/3456
6057167	Sugpåse 2 liter	24/144/2304
6057187	Sugpåse 3 liter	24/144/2304
6057167-3	Sugpåse 2 liter med backventil	24/144/1152
6057187-3	Sugpåse 3 liter med backventil	24/144/1152
6057557	Sugpåse 1 liter med pulver i påse	32/192/3072
6057567-0	Sugpåse 2 liter med pulver i påse	22/132/2112
6057587-0	Sugpåse 3 liter med pulver i påse	20/120/1920

Avd,frp = minsta kvantitet/beställning