



Digital febertermometer

Beurer FT 09/1

Tillverkare art.nr.	Färg	Mätnoggrannhet
B79115	vit	± 0,1 ° C (mellan 35,5 och 42 ° C)

Produktbeskrivning

- Medicinsk produkt
- Kliniskt testad
- För mätning i armhåla, munhåla eller rektalt
- mätning ca 60 sekunder
- Vattentät
- Automatisk avstängning
- 1 minnesutrymme

Digital febertermometer med tydlig 3-siffrig display. Utan glas och kvicksilver.

Vattentät (IP27) Desinficerbar (se IFU).

Mätnoggrannhet ± 0,1 ° C (mellan 35,5 och 42 ° C)

Mätnoggrannhet ± 0,2 ° C (mellan 32-35,4 ° C och 42,1-42,9 ° C).

Ljdsignal när mätning är klar. 1 minnesutrymme.

Automatisk avstängning. Skyddskåpa för förvaring.

Batteriindikator. Inkl. 1 x 1,55V batteri LR41.



MDD klass IIa