



## EKG-ELEKTROD NEOTRODE®

### Barnelektrod NEOTRODE

Latexfri

- ◆ Tunn och liten långtidselektrod till neonatal-avdelningar.
- ◆ Elektroden har en hydrogel plast med mycket god vidhäftnings förmåga. Fuktas med vanligt vatten vid borttagande/omplacering.
- ◆ Elektroden är transparent för att underlätta inspektion av huden.
- ◆ Elektroden är allergitestad och latexfri. Gelen på elektroden innehåller endast 5 % Kaliumklorid (KCl) och inga andra tillsatser.
- ◆ Elektroden är av silver/silverklorid för bästa ledningsförmåga samt för att få en snabbt återkommande ekg-kurva efter defibrillering.

Neotrode med sladd (56 cm) och säkerhetshylsa  
På varje elektrod finns en trevlig figur avbildad

<b>Artikel nr.</b>	<b>påse</b>	<b>trpt. fp.</b>
601731003	3	300
601741003	3	600

Trpt fp – transportförpackning = minsta kvantitet vid beställning

