

# Serres slutna sugsystem



## SERRES Barnsug 250 ml



**För användning vid sugbehandling och uppsamling av sekret, blod eller andra kroppsvätskor vid höga krav på exakt volymmätning.**

Serres 250 ml sugkanister används där exakt mätning av små volymer är nödvändig, t ex vid barnkirurgi. Serres sugpåsar är ett effektivt slutet system för uppsamling av vätska under olika former av sugbehandling.

Serres slutna sugsystem är hygieniskt och säkert, ökar säkerheten för patienten och skyddar personalen.

Serres 250 ml sugkanister skall användas tillsammans med Serres sugpåsar och kanistrar. Uppkopplingen är enkel. Med endast en koppling på locket för patientanslutning elimineras risken för att koppla fel. Kopplingen är av standardmodell och passar alla på marknaden förekommande konor och kopplingar. Sugsystemet kan anslutas till alla vanliga förekommande sugkällor.

Serres sugpåsar är individuellt 100% testade, vilket ger garanti för att produkterna alltid är av högsta kvalitet.

Serres sugpåsar är engångs, PVC-fria och kan brännas.

Serres Oy är en finländsk tillverkare av påsar och kanistrar till slutna sugsystem, vilket ger en säker hantering av blod och andra vätskor. Produktmaterial och förpackningar är valda för att vara användarvänliga och för att kunna återvinnas. Produktionen startades 1973 och har sedan dess utvecklats kontinuerligt. Produktsortimentet ökar ständigt, allt efter behov och önskemål ifrån slutanvändare. Serres har fått en fin utmärkelse som "Entrepreneur of the Year 2000" och grundaren av Serres blev utnämnd till "European Business Person of the Year 1996". Serres numera också miljöcertifierat enligt ISO 14001.

# Serres slutna sugsystem



## SERRES Barnsug 250 ml

Användning Slangen fästs mellan den vita kopplingen på sugpåsen och den vita kopplingen på barnkanistern. Under sugbehandling samlas vätskan upp i kanistern. Vätskemängden kan avläsas på sugbehållarens mätskala. Vätskan töms över i sugpåsen utan att sugslangen avlägsnas. Specifikationer Innehåller: - mätkopp - patientanslutning 12 mm - 2 proppar - 14,5 cm slang med vinkelkoppling diameter 7,2 mm Dimensioner Höjd: 18,8 cm Diameter: 9,3 cm Volym: 250 ml, max 400 ml Exakthet: 50 ml +/- 10 ml Material Mätkopp: SAN Lock, kopplingar: Polypropylen (PP) Slang: EVA EN standard Fyller EN standard Märkning EN 980

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	<b>Sugkanister för barn</b>							
57257	Serres sugkanister för barn, 250ml	12	72	0	J	J	OS	