



Leverantör:

Key Surgical / Steris

Instrumentskydd i papper och plast

Instrumentskydd i papper och/eller plast som både skyddar instrumenten, men också skyddar från att instrumenten skadar den sterila barriären. Instrumentskyddets papperssida säkerställer ångpenetrering, medan foliesidan möjliggör enkel identifiering av instrumentet. Med en enkel insättningsprocedur kan instrumentet förvaras säkert och överskådligt i instrumentkorgen.

- Förhindrar skador på den sterila barriären
- Skyddar användaren från skador orsakade av instrumentet
- Tillåter snabb och säker identifiering av instrumenten i instrumentkorgen



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Artikelinformation

Art.nr	Ref.nr	Mtrl.		Strl mm	Förp
10020998	PPT001	Papper	Instrumentskydd med 15 mm slits. För engångsbruk. Kan användas för ångsterilisering 137°C / 4 minuter samt för EO sterilisering. Ej för plasmasterilisering. Bild A.	160x50	2000
10021231	PPT002	Papper	Instrumentskydd med 15 mm slits. För engångsbruk. Kan användas för ångsterilisering 137°C / 4 minuter samt för EO sterilisering. Ej för plasmasterilisering. Bild A.	160x50	1000
10021232	PPT004	Papper	Instrumentskydd med 30 mm slits. För engångsbruk. Kan användas för ångsterilisering 137°C / 4 minuter samt för EO sterilisering. Ej för plasmasterilisering. Bild A.	160x50	1000
10021233	PPT006	Papper	Instrumentskydd/kanylskydd med 2 slitsar. För engångsbruk. Kan användas för ångsterilisering 137°C / 4 minuter samt för EO sterilisering. Ej för plasmasterilisering. Bild A.	160x50	1000
10021234	PPT007C	Plast	Instrumentskydd med 15 mm slits. För engångsbruk. Kan användas för ångsterilisering 137°C / 4 minuter samt för EO sterilisering. Ej för plasmasterilisering. Bild B.	160x50	200
10021235	PPT008C	Plast	med 30 mm slits. För engångsbruk. Kan användas för ångsterilisering 137°C / 4 minuter samt för EO sterilisering. Ej för plasmasterilisering. Bild B.	160x50	200
10016387	01455	Papper	Instrumentskydd med liten plastficka. Engångs. För ångsterilisering upp till 134°C. Small. Bild C	120x32	100
10016388	01457	Papper	Instrumentskydd med liten plastficka. Engångs. För ångsterilisering upp till 134°C. Medium. Bild C	160x40	100
10022813	01469	Papper	Instrumentskydd/spetsskydd. Engångs. För ångsterilisering upp till 134°C.	105x25	1000
10021542	01471	Plast	Instrumentskydd/spetsskydd Engångs. För ångsterilisering upp till 134°C. Bild E,	105x25	1000
10021543	01476	Plast	Instrumentskydd/spetsskydd. Engångs. För ångsterilisering upp till 134°C. Bild F.	60x10	1000
10020494	01477	Plast	Instrumentskydd. Engångs. För ångsterilisering upp till 134°C.	140x50	100
10020891	01479	Papper	Spetsskydd för amputationsknivar. Med 8 hål. Engångs. För ångsterilisering upp till 134°C.	123x33	100



F



C



H



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com