



## Idealbinde

**Klassisk lågelastisk stödbinda av mycket god kvalitet.**

Bindan har en rad olika användningsområden. Ypperlig för kraftig kompression vid lymfologi. Även postoperativt för trombosprofylax, för support och avlastning vid distorsioner och kontusioner mm. Idealbindan är hudvänlig och har hög luftgenomsläpplighet.

Den speciella strukturen på bindan gör att de lagda turerna ej glider.

Bindan består av 100% bomull. Elasticiteten är 90%. Bindan kan med fördel tvättas i maskin ( 60° C).

Angiven längd är sträckt längd.

Finns både ren- och sterilförpackad.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
<b>Rena, lösa i fp</b>			
4cmx5m	14 110	10	80
6cmx5m	14 111	10	100
8cmx5m	14 112	10	100
10cmx5m	14 113	10	60
12cmx5m	14 114	10	80
15cmx5m	14 115	10	60
<b>Sterila</b>			
8cmx5m S	10 297	30	120
10cmx5m S	10 267	25	100
12cmx5m S	10 273	100	100
15cmx5m S	10 278	15	60
<b>Rena, ind. fp.</b>			
4cmx5m	14 100	10	80
6cmx5m	14 101	10	100
8cmx5m	14 102	10	100
10cmx5m	14 103	10	60
12cmx5m	14 104	10	80
15cmx5m	14 105	10	60
20cmx5m	14 106	10	60
30cmx5m	14 108	10	40