

Dr Fog, imskydd

BESKRIVNING

Dr. Fog är originalet som effektivt förebygger den imma som normalt och direkt uppstår när ett rumstempererat endoskop kommer i kontakt med kroppsvävnad. Ingreppet kan på så sätt utföras utan irriterande eller tidskrävande avbrott för operatören.

Imskyddsprodukterna finns i två versioner:

- Anti-foglösning på droppflaska med tillhörande sterilförpackad dyna
- Separat dyna, impregnerad och sterilförpackad

Artikel nr	Beskrivning	Förpackning
DF-3100	Lösning på flaska med tvättdyna	20
DF-3120	Alkoholfri tvättdyna med lösning	40

