


# Lomatuell® H

paraffinkompress



## Lomatuell H – paraffinkompress

Lomatuell består av en högkvalitativ väv av 100% bomull. Den är impregnerad med paraffin och fastnar därav ej i såret, vilket möjliggör en rad olika användningsområde inom sårvården.

Ypperlig vid ytliga sår, mindre brännskador, tag-ställen, transplantat samt olika dermatologiska indikationer. Vidare indikationer är granulerande sår och postoperativt vid plastik operationer.

Nätstrukturen på kompressen gör den lämplig vid vätskande sår för optimal dränering av exsudat. Den sörjer samtidigt för en god ventilation av såret.

Gasvävsnät av 100% bomull.

Paraffin av neutral hydrofob vit vaselin

Benämning	Storlek	Tillverkare	Lev.art.nr	Avd.fp	Trp.fp
Lomatuell H	5 x 5cm S	Lohmann & Rauscher AB	23 314	10	360
Lomatuell H	10 x 10cm S	Lohmann & Rauscher AB	23 315	10	120
Lomatuell H	10 x 10cm S	Lohmann & Rauscher AB	23 318	50	450
Lomatuell H	10 x 20cm S	Lohmann & Rauscher AB	23 316	10	120
Lomatuell H	10 x 30cm S	Lohmann & Rauscher AB	23 317	10	72
Lomatuell H	10cm x 7m S	Lohmann & Rauscher AB	93 903	1	80