



10007165

Nonwovenkompresser och torkar


Mesoft kompresser och torkar är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell gasväv. Mesoft är latexfri och de största fördelarna är den överlägsna absorptionskapaciteten, mjukheten och dess låga fibersläpp.

Lågt fibersläpp

Överlägsen absorption

Inga bindemedel

Kostnadseffektiv



Användningsområden

Mesoft kompresser och torkar har ett brett användningsområde inom sjukvården. De kan användas som ytterförband och skydd, för sårtvätt, desinfektion, munvård och avtorkning.

Fördelar med Mesoft

- Hög absorption. Mesoft absorberar minst 50% mer vätska än gasväv.
- Produktionsteknologin och fiberblandningen resulterar i en mycket mjuk produkt.
- Det noggranna valet av fibrer ger betydligt mindre fibersläpp än traditionell gasväv.
- Fiberstruktur som gör att produkten lämpar sig utmärkt för sårtvätt.
- Mesoft kompresser och torkar behåller sin form även i vått tillstånd.
- Förpackningsdesign som underlättar hanteringen av produkten.
- Högre absorption och konkurrenskraftig prisnivå gör Mesoft till ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell gasväv.
- Innehåller ej latex.

Mesoft kompresser och torkar finns tillgängliga i ett antal storlekar, både sterila och osterila.

Mesoft kompresser

4 lagers, sterila 40 g



Art nr	Storlek cm	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
156029	5 x 5 cm	2	20	720
156040	5 x 5 cm	2	150	3000
156065	5 x 5 cm	5	150	3000
156129	7,5 x 7,5 cm	2	20	520
156102	7,5 x 7,5 cm	2	250	3000
156140	7,5 x 7,5 cm	2	150	4200
156105	7,5 x 7,5 cm	5	250	5500
156165	7,5 x 7,5 cm	5	150	4200
156329	10 x 10 cm	2	20	400
156340	10 x 10 cm	2	150	3450
156365	10 x 10 cm	5	150	3450
156310	10 x 10 cm	10	150	2250
156440	10 x 20 cm	2	120	1200
156465	10 x 20 cm	5	120	1200

Mesoft kompresser

osterila 40 g



Art nr	Storlek	Avd fp	Transp fp
156015	5 x 5 cm	100 **	3200
156000	5 x 5 cm	300 **	2400
156115	7,5 x 7,5 cm	100 **	2000
156100	7,5 x 7,5 cm	300 **	5100
156315	10 x 10 cm	100 *	5600
156300	10 x 10 cm	200 **	2800
156415	10 x 20 cm	100 *	2800
156400	10 x 20 cm	200 **	2400

* Levereras i papperspåse ** Levereras i pappkartong

Mesoft slitskompress

4 lagers, sterila 40 g



Art nr	Storlek cm	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
155030	10 x 10 cm	1	130	1950

Mesoft kompresser

osterila 30 g



Art nr	Storlek	Avd fp	Transp fp
157000	5 x 5 cm	100	8000
156056	5 x 5 cm	150 **	3150
157100	7,5 x 7,5 cm	100 **	6000
156156	7,5 x 7,5 cm	150 **	4200
157300	10 x 10 cm	100 *	6000
156356	10 x 10 cm	120 **	2160
157400	10 x 20 cm	100 *	3000

* Levereras i papperspåse ** Levereras i pappkartong

Mesoft torkar

sterila 30 g



Art nr	Storlek	Diam	Produkt fp	Avd fp	Transp fp
156760	Small	28 mm	5	100	2800
156860	Medium	9 mm	5	100	1500
156960	Large	45 mm	5	70	1050
156961	Large	45 mm	10	120	1200

Mesoft torkar

osterila 30 g



Art nr	Storlek	Diam.	Avd fp	Transp fp
156700	Small	28 mm	100	2200
156800	Medium	39 mm	100	1300
156900	Large	45 mm	100	900

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80, 402 52 Göteborg
Tel: 031-72 30 00, Fax: 031-722 34 01
www.molnlycke.se

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB