

ΑΒΧΔΕΦ

OWLERTON GREEN . SHEFFIELD . S6 2BJ
TEL: +44 (0) 114 234 4231 FAX: +44 (0) 114 231 4966
Email:- ga@swann-morton.com



SUTURKNIV, STERIL

Levereras i förpackningar med 100 st.

Sortiment:

Standard suturkniv - kolstål.

Lång suturkniv & kort suturkniv anpassad för knivhandtag Nr. 3 - rostfritt stål.

(Kort suturkniv anpassad för knivhandtag Nr. 3 passar 3, 3L, 5, 7, 9, B3).

Analys knivblad: (Rostfritt stål)

KOL	0.60% - 0.70%
KISEL	0.50% max.
MANGAN	1.00% max.
KROM	12.00% - 13.50%
SVAVEL	0.025% max.
FOSFOR	0.03% max.
NICKEL	0.5% max.

Analys knivblad: (Kolstål)

KOL	1.20% - 1.30%
KISEL	0.10% - 0.35%
MANGAN	0.20% - 0.45%
FOSFOR	0.035% max.
KROM	0.10% - 0.40%
SVAVEL	0.025% max.

Kolstål är tillverkad enligt BS 2982 och rostfritt stål enligt BS 7153-1.

Specifikation styckförpackning.

Styckförpackning, ovandel Tryckt 30 micron aluminium, med OPP 25 micron laminatyta.

Styckförpackning, underdel: 30 micron aluminium laminat, 25 micron CPP.

Rost-hämmare(ej lång suturkniv): Vaporite kraftpapper med Polythene beläggning på undersidan.

Styckförpackningen är tillverkad i E.U.

Papper till rost-hämmare är tillverkat i U.K.

Förpackning - Standard och lång suturkniv

Kartong: Returfiberbaserad kartong.

Tryckfärg: Lithod in Brown 477.

Lack: Litho machine varnish.

Förpackning - Kort suturkniv anpassad för knivhandtag Nr 3

Kartong: Returfiberbaserad kartong.

Tryckfärg: Lithod in Green.

Lack: Litho machine varnish.

Förpackningarna är tillverkade i U.K.

Styckesförpackning och förpackningar är märkta med aktuellt lot nummer och utgångsdatum, förpackningarna är i förekommande fall EAN märkta.

Varje förpackning är individuellt förpackad i cellofan före leverans.

Produkterna är steriliserade med Cobalt 60 gammabestrålning av: Swann Morton (Services) Limited, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ