

Urologi med tillbehör > Spolaggregat



Våra urologiska spolaggregat för användning pre- och postoperativt är tillverkade för maximal säkerhet och enkel hantering.

Enkelt spolaggregat 765655, 765656

Specialtillverkat för användning vid mindre operationer i urinblåsan. Anslutning med katetertipp alternativt slangkoppling för enkel fastsättning på valfritt cystoscop

Kombi-Set 763154

Specialtillverkat för anslutning till valfritt cystoscop. Kan även användas för postoperativ spolning när mindre spolvolym krävs

Specifikation för 765655

1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar som är luftad.
2. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet med hydrofobt luftfilter.
3. Rullklämma för inställning av flödes hastighet
4. Slang, ID/OD 4,0/5,6 mm, total slanglängd för hela systemet; 180 cm
5. Skruvkoppling/Kateternippel för anslutning till kateter med skyddshylsa
6. Silikon slang med skyddshuv för anslutning till skopiinstrument

Material:

Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Slang: PVC, mjukgörare TOTM
Droppkammare: Polypropylen
Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Skruvkoppling: Polykarbonat
Silikon slang
Fyllnadsvolym: 29 ml

Specifikation för 765656

1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar som är luftad.
2. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet med hydrofobt luftfilter.
3. Rullklämma för inställning av flödes hastighet
4. Slang, ID/OD 4,0/5,6 mm, total slanglängd för hela systemet; 350 cm
5. Skruvkoppling/Kateternippel för anslutning till kateter med skyddshylsa
6. Silikon slang med skyddshuv för anslutning till skopiinstrument

Material:

Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Slang: PVC, mjukgörare TOTM
Droppkammare: Polypropylen
Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Skruvkoppling: Polykarbonat
Silikon slang
Fyllnadsvolym: 52 ml

Specifikation för 434139

1. Skyddshuv garanterar steriliteten. Insticksspetsar som är luftad.
2. Droppkammare, transparent för god optisk kontroll av flödet med hydrofobt luftfilter.
3. Rullklämma för inställning av flödes hastighet
4. Slang, ID/OD 4,0/5,6 mm, total slanglängd för hela systemet; 180 cm
5. Nippel för anslutning till cystoskop

Material:

Insticksspetsar: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Slang: PVC, mjukgörare TOTM
Droppkammare: Polypropylen
Droppregulator: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Nippel: Polykarbonat
Silikon slang
Fyllnadsvolym: 28 ml

Steriliseringmetod

Etylenoxid

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

För gravitation: DIN EN ISO 8536-4. För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
765656	Enkelt spolagg 350cm slang laporoscopiskirurgi	5	40	N	J	S	
765655	Enkelt spolagg cystoscopi 180cm	10	80	N	J	S	
763154	Kombi-set cystoscopiaggregat 180cm Luer	80	320	N	J	S	

Produktbladsnr 1001

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-11-19 20:19