


# Uppdragnings- och blandningskanyler



## CODAN Spike & Chemoprotect Spike



**Uppdragnings- och överföringskanyl med inbyggda filter för säker och aerosolfri blandning av läkemedel i såväl torrampull som färdigberedda lösningar.**

Ett brett sortiment av dokumenterat säkra uppdragnings- & överföringskanyler samt luftningskanyler som förenklar arbetet inom infusionsterapi.

Våra unika uppdragningskanyler CODAN Spike och Chemoprotect Spike är specialanpassade för att eliminera all aerosol vid blandning av torrsubstans, men ger även ett effektivt skydd vid överföring mellan ampull och spruta.

**Dead space:**

Spike: 0,27 ml

Microspike: 0,20 ml

165290 med ansluten spruta: 0,38 ml

**Flödeshastighet:**

165290: 99,22 ml/min

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

## CODAN Spike & Chemoprotect Spike

### Säkerhet

CODAN Spike och CODAN Chemoprotect Spike ger optimal säkerhet vid hantering av läkemedel:

- utformat för enkel hantering
- specialutformad insticksspets med fingergrepp
- steril in- och urluftning med 0,2µm luftfilter
- integrerat 5µm vätskefilter i CODAN Chemoprotect Spike för retention av glas-, gummi och plastartiklar.

### Materialspecifikationer

Filterhus - ASA  
Skyddshättor - PE  
Luftfilter - Akrylisk copolymer  
Insticksspets - ABS

### Steriliseringsmetod

Gamma

### EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

### Bruksanvisning

Separat bruksanvisning kan beställas från: CODAN Triplus AB: Tel: 0300-356 60

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	<b>CODAN Spike blandnings- och uppdragningskanyl med 0,2 my aerosolfilter</b>							
165260	CODAN Spike uppdragnings- o blandningskanyl m aerosolfilter	50	600	14400	J	J	S	NEJ
165206	CODAN MicroSpike med 0,2 my aerosolfilter	50	600	14400	J	J	S	NEJ
165274	CODAN Spike x 5 uppdragnings- o blandningskanyl m aerosolfilter	5	250		J	J	S	NEJ
	<b>CODAN Chemoprotectspike med 0,2 my aerosolfilter och 5 my partikelfilter</b>							
160040	CODAN Chemoprotect mikrospike m 5my partikel- o aerosolfilter	50	600	14400	J	J	S	NEJ
165264	CODAN Chemoprotectspike m 5my partikel- o aerosolfilter	50	600	14400	J	J	S	NEJ
	<b>CODAN Spike blandnings- och uppdragningskanyl med 0,2 my aerosolfilter och SWAN-Lock injektionsmembran</b>							
165290	CODAN Spike uppdragnings- o bland kanyl m aerosolfilter+SWAN	50	600	7200	J	J	S	NEJ
	<b>CODAN Chemoprotectspike med 0,2 my aerosolfilter, 5 my partikelfilter och SWAN-Lock injektionsmembran</b>							
165288	CODAN Chemoprotectspike m 5my partikel- o aerosolfilter+SWAN	50	600	14400	J	J	S	NEJ
165292	CODAN Chemoprotect mikrospike m SWAN-LOCK®	25	300	7200	J	J	S	NEJ
	<b>Uppdragningsrör plast m filter för ampull</b>							
163800	Filter Straw uppdragningskanyl i plast m 5my filter	50	600	19200	J	N	S	