

Epiduralset utan spruta Minipack 2

Innehåller: Epiduralkateter med tre stycken sidohål och skruvadapter
Platt epiduralfilter 0,2 μ – testat för 96 tim användning
Kateterguide
Tuohy nål med separat tillhörande vinge
Epiduralkonnektor (tilllägg kolla med Chatarina)

- * Maximal rekommenderad användningstid av kateter 30 dagar
- * Rekommenderad användningstid av kateter 30 dagar
- * Latexfri förpackning
- * BS 6196, ISO 594-1, ISO 594-2



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp
Epidural Minipack System 2, 16G touhynål, kateter, filter	100/392/116	st	10
Epidural Minipack System 2, 18G touhynål, kateter, filter	100/392/118	st	10

RTEX™



STERILE EO

Trpfp

70
70