


seca 220

Extra ländgdmätare till pelarvåg



Art. Nr. 2201714003

Komplettera din seca pelarvåg med en ländgdmätare.
Praktiskt att ha allt på en och samma plats.

En smart teleskopisk (utdragbar) ländgdmätare i hygienisk metall för montering på pelarvåg. Här håller du inte i huvudstödet. Istället drar du i den övre delen av ländgdmätaren när du passar in huvudstödet på patientens huvud.

När patienten är lång behöver du aldrig mer stå på tå.
Varken när du ska ställa in höjden eller när du ska läsa av längden.

Passar alla seca pelarvågar, nya som gamla, med två skruvhål på baksidan av pelaren.

Mätområde	85 - 200 cm
Gradering	1 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD