

HemoCue® Cleaner

HemoCue Cleaner används för rengöring av optronikenheten på alla HemoCues Hb- glukos- och albuminfotometrar. Rengöringsspateln är gjord av ett fiberfritt material som är högabsorberande och fuktat med en rengöringslösning. Den tvättar effektivt rent optronikenheten genom att absorbera blodet utan att fläcka ner linsen.

Material: Svampen är tillverkad av polyuretan och fuktad med en rengöringslösning. Den är klädd med mikrofiber MiraWipe®

Förpackning: 5 stycken enstycksförpackade i aluminiumfolie.

För ytterligare produktinformation, se vår hemsida hemocue.se.

