

## Upphandlade av OneMed Sverige AB

### Ambu® **Blue Sensor BR-50-K/12**

- Fast gel
- Flyttbar
- 50 cm kabel
- 1,5 mm säkerhetskontakt
- Mjuk väv
- Röntgengenomsläpplig
- 28 x 20 mm
- Latexfri

Användningsområde:  
Övervakning av små barn > 1000 g

#### Artikelnummer

**OneMed:  
212178**



### Ambu® **Blue Sensor BRS-50-K/12**

- Samma elektrod som ovan men i mindre storlek
- 16 x 19 mm

Användningsområde:  
Övervakning av små barn < 1000 g

#### Artikelnummer

**OneMed:  
210309**

