

HemoCue® Cleaner Plus

HemoCue Cleaner Plus kan användas för rengöring av optronikenheten i instrumenten HemoCue WBC och HemoCue WBC DIFF. Rengöringsspateln är tillverkad av ett fiberfritt material som är högabsorberande och fuktat med en rengöringslösning. Den tvättar effektivt rent optronikenheten genom att absorbera blod och smuts.

Material: Svampen är tillverkad av polyuretan och fuktad med en rengöringslösning. Den är klädd med mikrofiber MiraWipe®

Förpackning: Fem stycken enstycksförpackade i aluminiumfolie.

För ytterligare produktinformation, se vår hemsida hemocue.se

