


Sarstedt pipettspetsar



Sarstedt kvalitetsspetsar i PP, autoklaverbara. Förpackade löst i påse eller i rack.

OneMed
Artnr

222289	70.1181	Pipettspets MLA	250-1000µl bulk 250st/påse
212243	70.1182	Pipettspets MLA	10-200µl bulk 500st/påse
230092	70.760.002	Pipettspets Eppendorf	0,5-200µl gul bulk 500st/påse
272720	70.760.212	Pipettspets Biosphere	0,5-100µl med filter gul 5x96 st rack
200119	70.760.502	Pipettspets Eppendorf	0,5-200µl gul Stackpack 480st rack
230093	70.762	Pipettspets Eppendorf	101-1000µl blå bulk 250st/påse
230132	70.762.100	Pipettspets Eppendorf	101-1000µl blå Stackpack 100st rack