

# Product Data Sheet

Burk med skruvlock REF

GREI201150

Tryckt: 27.11.2013

REF	Storlek	
GREI201150	30 mL	
		
<b>Material:</b>		PS, HDPE
<b>Egenskaper:</b>		Greiner bio-one  PS, med vitt lock i HDPE Universalburk för diverse ändamål <ul style="list-style-type: none"><li>• Tillverkad i Class II Clean Room environment</li><li>• Engångs</li><li>• Temperaturområde -20 to +60 °C</li></ul> 25x91 mm utan etikett
<b>Steril produkt:</b>		Nej, tillverkad i renrumsmiljö
<b>Hållbarhetstid:</b>		
<b>MBA/st:</b>		50
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>		50
<b>Transportlåda/st:</b>		400