



Alla inser betydelsen av enkla och tillförlitliga urinanalyser

CLINITEK Status®+



Användarvänlig

- Enkel hantering via pekskärm
- Möjlighet till lagring av patientinformation och anslutning till datasystem

Standardiserad avläsning

- Genererar tillförlitliga resultat
- Avläsning av urinteststickor, mikroalbumin och immunologiska tester på samma instrument
- Svarsutskrift på papper

Ekonomi

- Flera analyser på samma instrument
- "Walk away"-möjlighet
- Mer tid för patienterna



Multistix 5, 7, alt 85G



Clinitek Mikroalbumin



Clinitest hCG



Chek-Stix Combo

Produktspecifikation

Storlek

- Djup: 272 mm
- Höjd: 158 mm
- Vid: 171 mm
- Vikt: 1,66 kg

Driftstemperatur

- 5-40°C

Instrumentminne

- 700 analysresultat alt. 950 uppkopplad

Datoranslutning

- RS 232 seriell port, trådlös, nätverk

Analysmeny

- **Multistix 5, 50 stickor/burk, artikelnummer 7500392**
 - U-leukocyter, U-nitrit, U-protein, U-glukos, U-blod
- **Multistix 7, 100 stickor/burk, artikelnummer 1211267**
 - U-leukocyter, U-nitrit, U-protein, U-glukos, U-blod, U-acetoacetat, U-pH
- **Multistix 85G, 100 stickor/burk, artikelnummer 5258055**
 - U-leukocyter, U-nitrit, U-protein, U-glukos, U-blod, U-acetoacetat, U-pH, U-densitet
- **Clinitek Mikroalbumin, 25 stickor/burk, artikelnummer 3330964**
 - En semikvantitativ analys för U-albumin, U-kreatinin samt index/kvot
- **Clinitest hCG, 25 kassetter/förpackning, artikelnummer 6484105**
 - Testkassett för analys av humant coriongonadotropin (hCG) i urin

Kontroll

- **Chek-Stix Combo, 2x25 stickor/burk, artikelnummer 3099227**
 - Negativ och Positiv kontroll
- **Printer papper, 5 rullar/förpackning, artikelnummer 6932027**

Siemens Healthineers
Siemens Healthcare AB