

Smart polstring

- Med stor mångsidighet

Cellona® syntetvadd är ett luftigt och elastiskt polster som används för att skydda exponerade ben, leder och nerver under kalk- och syntetgips.



Utan veck

Den fina, fibrösa väven är tät nog att kunna appliceras cirkulärt men kan enkelt dras isär när så behövs för en jämn och slät yta. Vadden är luftigt och absorberar inte fukt eller väta.

Produktinnehåll:

100% oblekta polyestefibrer

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras torrt och rent i rumstemperatur.
Hållbar i 5 år från tillverkningsdatum

Förpackning:

Produktbänderoll av cellulosa

Avdelningsförpackning av cellulosa (10686-87) resp. polyetylen

Transportförpackning av cellulosa

Alla förpackningar sorteras som papper och produkten som brännbart.

Produkten är CE-märkt som Klass I

Var god se bipacksedel för ytterligare information.



Mångsidig

Den syntetiska polstervadden kan användas inom en mängd olika områden som till exempel *kompresion, sårbehandling* och naturligtvis olika typer av *gipsbehandling*.



Storlek (cm x m)	Art.nr	Avd.fp	Trp.fp
6 st. i en vikbar ask			
6 x 3	10686	6	60
10 x 3	10687	4	40
Bulk i kartong			
4 x 3	34580	-	108
6 x 3	34581	-	72
10 x 3	34582	-	48
15 x 3	34583	-	36
20 x 3	34584	-	24
5 x 2,7	92840	-	96
7,5 x 2,7	92841	-	72
10 x 2,7	92842	-	48
15 x 2,7	92983	-	36
20 x 2,7	92844	-	24
Sterila			
6 x 3	12770	8	64
10 x 3	12771	8	64
15 x 3	12772	5	40
20 x 3	12773	4	32