



## Cellacast Active

### Mobiliserande stödbandage

Stödbandage utan glasfiber – för fokuserad immobilisering. Det glasfiberfria Cellacast Active består av en fin polyesterväv som är belagd med polyuretanharts. Bandagets stabilitet och flexibilitet kan anpassas individuellt med hjälp av antalet bindlager. Bandaget kan vid behov öppnas med gipssax och klippas till individuellt. Det går snabbt och enkelt att bearbeta Cellacast Active bindorna. Den tunna väven gör att bandaget anpassar sig väl till kroppskonturerna samtidigt som det har en utmärkt vidhäftning mellan lagren.

### Modelleringsstid:

Bandaget är modellerbart under 2-3 minuter

### Full stabilitet:

Uppnår full stabilitet efter 20-30 minuter.

### Material:

Glasfiberfritt. Består av en fin polyesterväv som är belagd med polyuretanharts.

### Röntgentransparens:

100% röntgentransparent – behöver ej avlägnas vid röntgenkontroll.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
<b>Creme</b>			
2,5cm x 1,8m creme	23 034	10	40
5,0cm x 3,6m, creme	23 035	10	40
7,5cm x 3,6m, creme	23 036	10	40
10cm x 3,6m, creme	23 037	10	40
12cm x 3,6m, creme	23 038	10	40
<b>Blå</b>			
5cm x 3,6m, blå	23 040	10	40
7,5cm x 3,6m, blå	23 041	10	40
10cm x 3,6m, blå	23 042	10	40
12cm x 3,6m, blå	23 043	10	40
<b>Orange</b>			
5cm x 3,6m, orange	23 045	10	40
7,5cm x 3,6m, orange	23 046	10	40
10cm x 3,6m, orange	23 047	10	40
12cm x 3,6m, orange	23 048	10	40
Cellacast Hook Tape 2,5x25m, självhäft hårda	18 040	1	24
Cellacast Loop Tape, 2,5x25m, mjuka delen	18 041	1	24