

tg[®] fix
Fixationsnät


Tubulärt fixationsnät med elasticitet i alla riktningar och med väldigt hög sträckbarhet på bredden. Bekvämt att bära och skär inte in. Anpassar sig till kroppsformen utan att inskränka på den naturliga rörelseförmågan.

tg fix är med sin glasa vävnad luftgenomsläppligt och glider inte. Stannar på plats även över leder där stor rörelseförmåga krävs.

Materialet av 71% polyamid och 29% elastodien, vilket gör att det inte påverkas av blod, sårsekret eller salvor. Vidare kan man klippa i tg fix utan att det trådar sig.

Dessutom är tg fix tvättbart (60°C) och steriliserbart (autoklav 121°C).

Finns i hygieniska dispenserförpackningar om 25m och 4m.



Storlek	Passar	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
25 m				
A	Fingrar	24 250	1	66
B	Små extremiteter (flera fingrar/hand/fot)	24 251	1	20
C	Stora extremiteter (litet huvud/arm/ben)	24 252	1	16
D	Stort huvud, liten bål	24 253	1	16
E	For bål, höft, ärmhåla	24 254	1	12
4 m				
A	Fingrar	24 240	1	100
B	Små extremiteter (flera fingrar/hand/fot)	24 241	1	100
C	Stora extremiteter (litet huvud/arm/ben)	24 242	1	98
D	Stort huvud, liten bål	24 243	1	58
E	Stor bål, höft, ärmhåla	24 244	1	28