

SELEFA® Förkläde utan ärmor, EMMY

REF: 210434

Engångsförkläden gjorda av vätskebeständig polyeten, för att skydda kläder från spill och stänk under medicinska förfaranden och rengöringsuppgifter. Också idealisk för användning i livsmedelsberedningar och industriella appli- kationer.

Egenskaper

- ▶ Transparent, präglad
- ▶ Individuellt vikta



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
210434	SELEFA® Förkläde EMMY, transparent, utan ärmor, präglad, Transparent	81x150 cm	40 / 400

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för personlig skydds utrustning.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

I enlighet med legala krav:

Förordning av personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425, PPE R kategori I. EU-försäkran om överensstämmelse för Personlig Skyddsutrustning : <https://www.evercare-medical.com/about-us>

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Material

LLDPE med LDPE, vikt 18.60 g/m²

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter Ren och torr produkt kan återvinnas bland PE-LD plaster.
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensförpackning	Kartong	250 x 120 x 85
Transportförpackning	Wellpapp	445 x 260 x 264
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
210434	N/A	6438129350173	6438129550177

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.