

Cederroth Första Hjälpen -skåp Mini



Cederroth Första Hjälpen-skåp är särskilt anpassade för arbetsplatser med utsatt miljö, t ex smuts, damm och fukt. Lämpar sig på platser där det finns anledning att ha en mer omfattande Första Hjälpen-utrustning.

Produktfördelar

- Överskådligt
- Robust
- Välutrustat

Cederroth Första Hjälpen-skåp Mini är ett mindre plåtskåp med Cederroth Lilla Första Hjälpen-tavla monterad på dörren. I det låsbara skåpet förvaras påfyllningsartiklar.

Cederroth Första Hjälpen-tavla Mini kan även köpas separat.
(REF 191400)

Innehåll Cederroth Första Hjälpen-tavla Mini

- 1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare
- 3 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare
- 1 st Salvequick Plåsterautomat

Innehåll skåp

- 1 ask (6x45 st) Plastplåster
- 1 ask (6x40 st) Textilplåster
- 1 st Skyddspaket
- 1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare
- 1 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare
- Sax och Pincett

Skåpets mått: B 26 x H 44 x D 17 cm

Tydliga färgbilder och instruktioner är tryckta direkt på förpackningarna.