



## Bardia™ SILIKONELASTOMER BELAGD LATEXKATETER

- Material:** Innerkärna av latex. Ytbehandlad med silikon som medför att latex inte kommer i kontakt med patientens slemhinna.
- Användartid:** Upptill 12 veckor
- Nelatontipp:** Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
- Dräneringshål:** Proportionell till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
- Innerlumen:** Runt, vilket medför ett gott flöde av urinen och inga "hörn" som kan ge fäste för partiklar.
- Silikonelastomer:** Vävnadsvänlig, reducerar möjligheten till irritation av slemhinna och förhindrar stenbildning på katetern. Ytbeläggningen är permanent vilket gör att vävnaden i uretra inte kommer i kontakt med latex.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd och Ch	Volym/sterilt vatten
1235+ch	Barn, 2 vägs	30 cm, Ch 8, 10	5 ml
1235+ch	Manlig, 2 vägs	40 cm, Ch 12-30	10 ml
1236+ch	Manlig, 2 vägs	40 cm, Ch 12-26	30 ml
1647+ch	Kvinnlig, 2 vägs	26 cm, Ch 16-24	30 ml
1677+ch	Manlig, 3 vägs	40 cm, Ch 12-16	10 ml
1657AL+ch	Manlig, 2 vägs, förfylld	40 cm, Ch 16-22	10 ml
1637AL+ch	Kvinnlig, 2 vägs, förfylld	40 cm, Ch 16-22	30 ml

Bard Norden AB  
Box 22210  
250 24 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet.

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com

**BARD** | MEDICAL