



Solvaline® N New

- icke vidhäftande kompress

Egenskaper:

- ✓ En icke vidhäftande kompress belagd på båda sidor med en mjuk permeabel film, som transporterar vätska från såret in i mellanskiktet av viskos
- ✓ Lätt att applicera - möjlighet att lägga båda ytorna mot såret
- ✓ Läggts omlott - håller sårkanterna torra för optimal sårmiljö
- ✓ Kompressen bevarar sin mjukhet oavsett mängden sårvätska. Ingen risk för att kompressen ska skava och irritera.
- ✓ **Har högre absorptions- och retentionsförmåga med nya absorberande kärnan. Transmissionshastigheten av fukt i ångform är bättre (MVTR)**
- ✓ **Ytskiktet har triangelformad hålstruktur, vilken minskar risken för maceration.** Ytan fastnar inte i såret och minskar därmed smärtan vid omläggningar. Ytskiktet är mjukare än sin föregångare, vilket ger högre komfort för patienten
- ✓ Kompressen kan anpassas efter sårets storlek och lokalisering (se gärna vårt klippschema)
- ✓ Finns både som ren- och sterilförpackad

Indikation:

- ✓ Brett indikationsområde - för många olika sårtyp
- ✓ Kan användas som ett primärförband för behandling av ytliga, vätskande sår eller som ett sekundärförband vid djupare sår.

Omläggningsfrekvens:

- ✓ Omläggning vid behov och som mest med 3 dagars intervall

Material:

- ✓ Absorberande kärna av 80% viskos och 20% polyester
- ✓ Ytskikten består av en perforerad polyetylenfilm

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras rent och torrt i rumstemperatur
- ✓ Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum

Förpackningar:

- ✓ Steril produktförpackning av polyester/polyamid/polyetylen
- ✓ Avdelningsförpackning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa

✓ Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass Is-produkt

✓ Avfallshantering:

- ✓ Produkt och produktförpackning hanteras som brännbart avfall
- ✓ Avdelningskartong källsorteras eller hanteras som brännbart avfall
- ✓ Transportförpackning källsorteras som kartong

Pos nr	Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
	Rena			
	5x5cm H	31 840	200	9000
	10x10cm H	31 841	150	900
	10x20cm H	31 842	50	1500
	20x30cm H	31 843	25	300
	Sterila			
	5x5cm S	31 830	100	2700
	5x5cm S	31 834	25	2700
	10x10cm S	31 831	100	1200
	10x10cm S	31 835	10	720
	10x20cm S	31 832	50	600
	20x30cm S	31 833	25	300