

Bellovac®

Dränage för stora volymer. Effektivt dränage med mindre blodförlust jämfört med ett högvakuum dränage. Ref 1

Typ av operationer

- Ortopedi
- Gynekologi
- Allmän kirurgi

Komplett set

Bälg, uppsamlingspåse och kateter, med eller utan troakar. Steril och klar för användning.



Maximalt undertryck

115 mmHg - 15 kPa

Volym

Bälg 220 ml

Påse 700 ml

Ref No	Product
68390 2x15	Bellovac Set FG 10
68391 2x15	Bellovac Set FG 14
68392 2x15	Bellovac Set FG 18
68393 2x15	Bellovac Set FG 10 med troakar
68394 2x15	Bellovac Set FG 14 med troakar
68395 2x15	Bellovac Set FG 18 med troakar