

Exudrain®

Medelstora dränagevolymer. Kan användas efter olika operationer och har blivit ett naturligt val av dränage vid tidig hemgång efter bröstoperationer (masektomier) med axillär clearance.

Typ av operationer

- Allmän kirurgi
- Bröstkirurgi t ex masektomi
- Wound drain in situ

Komplett set

Bälg, uppsamlingspåse och kateter, med eller utan troakar. Seten är sterila och klara för användning.



Maximalt undertryck

75 mmHg - 10 kPa

Volym

Bälg 110 ml

Påse 700 ml

Ref No

Product

68406	3x10	Exudrain™Set FG 10
68407	3x10	Exudrain™Set FG 14
68408	3x10	Exudrain™Set FG 18
68409	3x10	Exudrain™Set FG 10 med troakar
68410	3x10	Exudrain™Set FG 14 med troakar
68411	3x10	Exudrain™Set FG 18 med troakar