

## AA75++FOLYSIL<sup>®</sup> LT-kateter för kvinnor, för långtidsbruk 100 % silikon

### Tillverkare

COLOPLAST A/S

### Distributör

COLOPLAST A/S

### CE-klass

IIb (regel 5)

### Sterilisering

Steril; engångsbruk  
Steriliserad med etylenoxid (EO)

### Indikationer

Uretral kateterisering.  
FOLYSIL<sup>®</sup> LT-katetrarna av silikon är godkända för kontakt med uretraslemhinnan i upp till 12 veckor.

### Kontraindikationer

Samma som för uretral kateterisering och allmänt kända allergiska reaktioner på grund ut av material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och derivater).

*Bruksanvisning 2SH2082*

### Förpackning

**Bruksenhet** 1 kateter i dubbla påsar

**Orderenhet** 5 stycken per kartong  
Kartongstorlek: 90x40x550 (mm)

### Referenser

CH/FR	Färgkod	Artikelnr
12	Vit	AA7512
14	Grön	AA7514
16	Orange	AA7516
18	Röd	AA7518

### Beskrivning

Längd (cm) : 25  
Distal spets: Rak, rundad ände  
Proximalt : Connector, ring och färgad ventil  
Lumen: 2, en för dränage och en för ballongen  
Dränageögon : 2 genomgående  
Ballong (ml) : 10

**Material:** 100 % silikon

**Innehåller latex:** Nej

### Hållbarhet

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.  
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.



Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB  
Box 10171  
434 22 Kungsbacka  
[www.coloplast.se](http://www.coloplast.se)