

PRODUKTINFORMATION-PERKUTANT DILATATIONSSET



ULTRAPERC®

- Perkutan dilatationsteknik
- Avsett för Seldinger teknik med enstegs dilatator
- Komplet set innehåller alla nödvändiga komponenter
- Ergonomisk design på enstegs dilatator
- Med detta set medföljer en Blue Line Ultra® Suctionaid trakeostomikanyl- för sug ovan kuff
- För ytterligare information om trakeostomikanylen, kontakta oss



Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
PDT Trakeostomiset - ULTRAPERC® BLUS	7,0	100/563/070	1
PDT Trakeostomiset - ULTRAPERC® BLUS	8,0	100/563/080	1
PDT Trakeostomiset - ULTRAPERC® BLUS	9,0	100/563/090	1