

# Product Data Sheet

## Urinspolsystem Y-agg

REF

EMC4015N

Tryckt: 19.11.2020

<b>REF</b>	<b>Storlek</b>	
EMC4015N	238 cm 7mm	
CE-märkning klass I enligt MDD		
<b>Material:</b>	Silikon, PP, NonDEHP PVC, ABS, HDPE, LDPE	
<b>Egenskaper:</b>	Urinspolsystem Y-agg ,slangkläm med droppkam och med två icke ventilerade spikar. Kammare med kateteradapter och silikon slang. Slanglängd: 2205 mm Total längd: 2380 mm 7 mm	
<b>Steril produkt:</b>	Ja	
<b>Hållbarhetstid:</b>	59 månader	
<b>MBA/st:</b>	15	
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>	15	
<b>Transportlåda/st:</b>	60	

