

Perkutan trakealset ULTRAPerc

- * Perkutan Dilatationsteknik
- * Komplet set inkluderande alla nödvändiga komponenter
- * Avsett för Singel dilatator metod via Seldinger teknik
- * BLU trakealkanyl med Soft Seal kuff och unik patenterad greppvänlig obturator
- * Levereras med 2 st Innerkanyler och Nackband till trakealkanyl
- * Steril Etylenoxid - Pyrogenfri
- * Latexfri

Innehåll: Skalpell
Seldinger kanyl
10 ml spruta
Guidewire
Unik Blue Line Ultra Introducer
Hydrofil single dilatator
"Obturator"
Gel
Två innerkanyler
Rengöringsborste
Nackband justerbart
Trakealkanyl Blue Line med Soft Seal kuff
Kompresser



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpfp
Perkutan Trakeostomiset - ULTRAPerc 7mm	100/561/070	st	1	1
Perkutan Trakeostomiset - ULTRAPerc 8mm	100/561/080	st	1	1
Perkutan Trakeostomiset - ULTRAPerc 9mm	100/561/090	st	1	1
PDT Kit with Suction Aid 7,0mm	100/563/070	st	1	1
PDT Kit with Suction Aid 8,0mm	100/563/080	st	1	1
PDT Kit with Suction Aid 9,0mm	100/563/090	st	1	1