

Transfusionsaggregat



B 93



B 93 transfusionsaggregat med inbyggt 200µ filter för säker transfusion. Oluftad instickspets för koppling till blodpåse.

Transfusionsaggregat B 93 är specialtillverkat för att passa till blodpåsar. Vår unika Rullock och Flowstop eliminerar risken för läckage och kontamination av luer-lockkopplingen.

B 93 är anpassad för användning till infusionspump.
Finns även som PVC-fritt alternativ.
Patenterad droppregulator ger en säker och konstant dropptakt.

Dead space


Art nr	Dead space (ml)
455521	20,15
454807	24,0

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar att Ni får produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Transfusionsaggregat



B 93



1. Skyddshuv säkerställer steriliteten av aggregatets insticksspets. Insticksspets med speciell formgivning för att lätt kunna anslutas till alla typer av blodpåsar utan att riskera perforation av blodpåsen

2. Dropprör, standard (20 drp aquadest = 1 g +/- 0,1 g). Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar kontroll av den inställda dropptakten. Blodfilter, maskvidd 200µ ger en effektiv filtration även vid massiva transfusioner. Den stora filterytan, 11,5 cm², tillåter hög transfusionshastighet. Vid akuta tillfällen kan flera enheter blod ges efter varandra. I övrigt rekommenderas att ett nytt aggregat användas till varje blodpåse

3. Droppregulator (röd) – patenterad precisionsrullklämma för inställning av dropptakten.

4. Slang av transparent PVC, alt. NO PVC 175 cm Ø 3,0x4,1mm

5. Roterbar luer-lock, Rullock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med Flowstop eliminerar risken för läckage, säkrar steriliteten av aggregatets insida och förhindrar kontamination av luer-lockkopplingen

EN standarder

DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.

För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
	med 175 cm slang							
455521	Trans agg B93 m Flowstop NoDEHP	100	400	3600	J	N	S	TOTM
	med 175 cm slang, PVC-fritt							
454804	Trans agg B93 green line m Flowstop	100	100	3600	J	J	S	NEJ
	med 250 cm slang, PVC-fritt							
454807	Trans agg B93 green line 2,5m slang m Flowstop	100	100		J	J	S	NEJ
	med dubbla insticksspetsar							
531013	Trans agg B93 2-grenat		60	1920	J	N	S	DEHP