

i-gel[®] supraglottisk luftväg




i-gel är en unik engångs, latex- och PVC-fri luftvägsprodukt som representera kulmen av år av forskning och utveckling. Varje del av i-gel är designad för att fungera i perfekt samspel med anatomin, vilket gör den till en andra generationens larynxmask.

Den har fått sitt namn från det mjuka geléartade material som den består av, och det är den innovativa tillämpningen av detta material som har möjliggjort utvecklingen av en icke uppblåsbar kuff. Detta unika drag betyder att isättningen av i-gel är lätt, snabbt och tillförlitligt. En kunnig användare kan föra in i-gel på mindre än fem sekunder.

Avsaknaden av uppblåsbara kuff gör att i-gel förser användaren med en säker och snabb luftvägslösning.

i-gel placerar sig exakt och naturligt över luftstupen och ger en anatomisk försegling utan behovet av kuff.



i-gel kommer i sju storlekar för patienter mellan 2-90+ kg, fyra anpassade för barn och tre för vuxna,

Beställningsinformation

Artikelnr.	Benämning	Storlek	Vikt	Antal/fp
8201000	i-gel, neonatal, 2-5 kg	Stl 1	2-5 kg	10 st/fp
8215000	i-gel, nyfödd, 5-12 kr	Stl 1,5	5-12 kg	10 st/fp
8202000	i-gel, small barn, 10-25 kg	Stl 2	10-25 kg	10 st/fp
8225000	i-gel, large barn, 25-35 kg	Stl 2,5	25-35 kg	10 st/fp
8203000	i-gel, small vuxen, 30-60 kg	Stl 3	30-60 kg	25 st/fp
8204000	i-gel, medium vuxen, 50-90 kg	Stl 4	50-90 kg	25 st/fp
8205000	i-gel, large vuxen, 90+ kg	Stl 5	90+ kg	25 st/fp