



Spiralslangar | Produktdatablad

Förlängningsslang som ger ökad flexibilitet och längre räckvidd

Beskrivning

- Införande av spiralslang i ett infusion system skapar mer rörelsefrihet för patienten och personalen, och höjer säkerhetsnivån
- Välordnad, flexibel placering av slang
- Minskad risk för kateter störningar under manipulation
- Individuella infusionsset med spiralslang
- PVC-fri och Latex-fri



Spiralslang	Slanglängd (cm)	Primevol (ml)	Inner Ø mm	PVC fri	Latex fri	Material	Avd.fp	Artikelnummer
	150	1.17	1.0	•	•	PUR	50	4092937
	300	2.34	1.0	•	•	PUR	50	4092945
	400	3.12	1.0	•	•	PE	50	4093534
	700	3.9	1.0	•	•	PUR	50	4092961
	750	5.46	1.0	•	•	PUR	50	4092970
	150	4.71	2.0	•	•	PUR	50	4090365
	300	9.42	2.0	•	•	PUR	50	4090373
	500	15.7	2.0	•	•	PUR	50	4090438
	700	21.98	2.0	•	•	PUR	50	4090381
	850	26.69	2.0	•	•	PUR	50	4090390

SPIRAL BC-PR 12.114.01.15