

PRODUKTDATABLAD

Ecoflac® Connect M, 20 mm(4090550)

Sluten överföringsadapter till Ecoflac plus infusionsförpackning



Fördelar

- Säkert och enkelt handhavande med få moment
- Skyddar personal och patient
- Tidsbesparande
- Passar till vialers halsstorlek 20 mm
- Ingen residualvolym i glasvialen
- Reducerad risk för exponering av läkemedel- förebygger kemisk kontaminering
- Minskar risken för felmedicinering då läkemedelsvialen syns under hela infusionen
- Reducerar risken för mikrobiologisk kontaminering
- Minskar risken för stick och skärskador

Egenskaper

- Adapter 20 mm
- Bevisat slutet system
- Nål-fri teknologi
- Stor innerlumen med högt flöde
- Stabil koppling med läkemedelsvialen och Ecoflac® Connect under hela infusionen
- Inbyggd backventil
- Ergonomisk greppyta för enkel och intuitiv hantering

- PVC- , DEHP- , Latex-fri

Beskrivning	Beskrivning
Varumärke	Ecoflac®
Produktnamn (HC)	Ecoflac® Connect
Product type	Transfer device
Application	Transferring fluids
Typ av förpackning	Blister
Cap diameter	20 mm
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Sterilitet	Nej
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej
Sterilitet	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej
Produkten innehåller PVC	Nej
Alt. Produktnamn	No
Produkten innehåller DEHP	Nej
Produkten innehåller Nickel	Nej
Product contains BPA	No
Sterilitet	steril
Typ av sterilisering	EO
Engångs / flergångsbruk	engångs
Längd	65.60 mm