



Artikelnummer 73332

Dentalservett, Finess Hygiene, 1-lags, 37x38cm, vit

- ✓ Vätskebeständig
- ✓ Hygienisk



Produktbeskrivning

Engångshaklapp för tandvården utan urringning, som ser till att kläderna under hålls rena och torra.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Dentalservett
Varumärke	Finess Hygiene
Färg	Vit
Egenskaper	Icke-steril, nyfiber
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Tissue
Längd/djup	37 cm
Bredd	38 cm
Antal lager	1-lags
Märkningar	Svanenmärket
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	3000 st	40 cm	40 cm	28.5 cm	7331246733326
fp	1000 st	0 cm	0 cm	0 cm	
st	1 st				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.