



Abbott Rapid Diagnostics AB

November 2020

Afinion™ CRP Control

Art nr: 1116785

Varje förpackning innehåller en låg (CI) och en hög (CII) kontroll.

Kontroll CI: 2 x 0,5 mL

Kontroll CII: 2 x 0,5 mL

Analystid: 3 min

Provvoly: 2,5 µL.

Kontrollerna kan användas kylskåpskalla.

Kontroller är färdig spädda och redo att användas.

Ingen kalibrering krävs av användaren.

