

Sterile Aquasonic® 100 ultraljudsgel

Art no: 01-01

Sterile Aquasonic 100 ultraljudsgel är en steril och vattenlöslig gel som inte ger fläckar och är avsedd för behandlingar med sterilt ultraljud och då sterilitet indiceras.

Sterile Aquasonic 100 ultraljudsgel ligger i förpackningar om 48 st per avdelningsförpackning, där var enskild förpackning ligger förpackad i med ett yttre och ett inre lager för att bevara sterilitet vid användning av var förpackning.



Kan användas:

- På eller intill skadad hud.
- På mukösa membran och i naturliga kroppsöppningar.
- På patienter där det finns oro för korskontaminering som till exempel:
 - Patienter med nedsatt immunförsvar eller på immunsuppressiv behandling.
 - Spädbarn eller pediatrika patienter med allvarlig sjukdom.
 - Allvarligt sjuka patienter eller patienter som står under försiktighetsåtgärder vad gäller luftburen smitta eller kontakt- och droppsmitta.

Sterile Aquasonic 100 ultraljudsgel tillverkas av Parker Laboratories Inc.