




• Pincett 1151

Wing Plasts Pincett 1151 är ett praktiskt och mycket användbart instrument i många olika behandlingssituationer. Den är både lätt och effektiv att arbeta med vid exempelvis suturborttagning, omläggning och kateterhantering.

- *Stabil konstruktion*
- *Miljövänlig*
- *Greppvänlig*
- *Tål ångsterilisering*



**Material**



- Vit polyamid 6,30 % glasfiber
- Smälttemperatur: 215 °C
- Steril
- Autoklaverbar, maximal vattentemperatur 65-100 °C
- Latexfri
- Miljövänlig

**Vikt**

- Detalj: 7 g
- Transportförpackning: 20 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 150 st
- Transportförpackning: 2 700 st
- Pallkvantitet: 43 200 st

Transportförpackning**Pall**

Vikt: 340 kg
Volym: 1,7 m³

Kvalitet

- ISO 9001

Miljö

- ISO 14001

Arbetsmiljö

- AFS 2001

