

CONTOUR® NEXT-familjen från Bayer AB, Diabetes Care 2014

E-post diabetes@bayer.com, www.bayerdiabetes.se



CONTOUR® NEXT blodsockerteststicker

Samtliga blodsockermätare nedan använder CONTOUR® NEXT blodsockerteststicker.

- Säkerställer noggranna¹ märesultat för samtliga mätare nedan
- Sip-in funktion. Blodet suges in i stickan
- Möjlighet att efterfylla blod
- 24 månaders hållbarhet från tillverkningsdag
- Bayers Ingen kodning-teknik



CONTOUR® XT blodsockermätare

Rekommenderas till patienter som prioriterar enkelhet

- Färdig att använda direkt från förpackningen
- Enkel att använda. 5 sekunders mättid
- Bayers Ingen kodning-teknologi
- Möjlighet till efterfyllnad av blod



CONTOUR® NEXT

Rekommenderas till motiverade insulinbehandlade patienter

- Autolog: Markering av resultat för Fastande, Före och Efter måltid
- Belyst display
- Visar trender
- Förklarande text istället för felkoder
- Lagrar upp till 800 testresultat
- 14 valfria språk
- Enkel koppling till PC och Mac
- Bakgrunden kan ändras från svart till vit



CONTOUR® NEXT USB

Rekommenderas enbart till insulinbehandlade patienter

- Möjlighet att registrera kolhydrater och insulinenheter
- Belyst stickport och färgdisplay
- Lagrar upp till 2000 testresultat
- Förklarande text istället för felkoder
- 14 valfria språk
- Visar trender
- Integrerad programvara GLUCOFACTS® DELUXE
- Laddningsbart batteri



CONTOUR® NEXT LINK

För insulinbehandlade patienter med pump

- Överför resultat trådlöst till kompatibla Medtronic pumpar

¹ SKUP/2012/94 www.skup.nu