

Product Data Sheet

Kapillärrör blodgas-testning

REF HIRS9221280

Tryckt: 16.12.2013

REF	Storlek											
HIRS 9221280	105 µL											
Material:	Glas											
Egenskaper:	Kapillärer, Na-hepariniserade (belagda), för blodgasanalyser											
	<table border="1"><thead><tr><th>Ytterdiam.</th><th>Innerdiam</th><th>Längd</th><th>Nominell volym</th><th>Förp.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,75 mm</td><td>1,35 mm</td><td>80 mm</td><td>105 µl</td><td>1.000</td></tr></tbody></table>	Ytterdiam.	Innerdiam	Längd	Nominell volym	Förp.	1,75 mm	1,35 mm	80 mm	105 µl	1.000	
Ytterdiam.	Innerdiam	Längd	Nominell volym	Förp.								
1,75 mm	1,35 mm	80 mm	105 µl	1.000								
Steril produkt:	Nej											
Hållbarhetstid:												
MBA/st:	1000											
Avdelningsförpackning/st:												
Transportlåda/st:	1000											