



QuikRead CRP QuikRead U-ALB QuikRead FOB QuikRead Strep A

QuikRead® 101 CRP

Kvantitativa CRP-resultat när du behöver det



- Svar på 1 minut
- Tillförlitlig
- Enkel att använda
- Hjälper till vid beslut om patienten ska ha antibiotika eller inte

QuikRead® 101 CRP

QuikRead 101 CRP är ett enkelt test för kvantitativ mätning av C-reaktivt protein (CRP).

Mätning av C-reaktivt protein (CRP) är till stor hjälp i det kliniska omhändertagandet av en patient med infektionssymptom. CRP förekommer normalt i mycket låga koncentrationer i blodet hos friska individer. Vid bakteriella infektioner ökar CRP-koncentrationen markant, medan virusinfektioner endast ger en liten ökning eller ingen ökning alls. Tillsammans med kliniska tecken kan mätning av CRP användas för att skilja bakteriella infektioner från virala. Att följa CRP-koncentrationen är också till stor hjälp vid bedömning av antibiotikans behandlingseffekt, eftersom CRP-nivån sjunker snabbt till följd av en effektiv behandling.

QuikRead CRP är ett enkelt test för kvantitativ mätning av CRP. Systemet - ett litet instrument och ett färdigt-att-använda kit - är speciellt utformat för patientnära analyserande. Då testet analyseras direkt medan patienten väntar är det en effektiv guide för korrekt användning av antibiotika. Instrumentet är alltid klart att använda och ger omedelbara testresultat. Det kan med fördel även användas på större laboratorier.

Fördelar QuikRead 101 CRP

- svar på mindre än 1 minut
- möjlighet att använda kapillärt eller venöst helblod, serum eller plasma
- reproducerbara och kvantitativa CRP-resultat inom mätområdet 8–160 mg/L
- samma tillförlitliga resultat som på kliniskt kemiska instrument
- enkelt handhavande: inbyggd kalibrering, robust instrument som är enkelt att använda



Produkt	Art.nr
QuikRead 101 CRP kit <ul style="list-style-type: none">• 50 tester, med kapillärrör och pistonger• 50 tester• 500 tester	134193-OD 134194-OD 134195-OD
QuikRead CRP kontroll, 1 mL	68296-OD
QuikRead kapillärrör, 50 st	67962-OD
QuikRead pistonger, 50 st	67966-OD
QuikRead 101 Instrument	06040-OD
QuikRead QuikLink programvara QuikRead QuikLink streckkodsläsare <ul style="list-style-type: none">• för överföring till LIS/HIS	

QuikRead är ett av Orion Diagnostica Oy registrerat varumärke.

Enkel att använda




Läs kortet.



Tillsätt prov.



Analys.



CRP-resultatet visas inom 1 minut.

