


SIEMENS

www.siemens.se/healthcare

U-mikroalbumin/kreatinin

Testkassett för analys på instrument DCA



U-mikroalbumin/kreatinin testkassett för analys på instrument DCA.

Artikelkod: 1443699

Antal test/fp: 10st

Förvaring: kyla, hållbar 3 månader i rumstemp.

Ska vara rumstempererad vid analys.

För kvantitativ bestämning av mikroalbumin och kreatinin i urin samt uträkning av albumin/kreatininkvot.

Stickprov / morgonurin