

Leukopor®

Häfta Non-woven



Fixering av förband.
 Fixering av medicinska artiklar
 Häftande
 Utan Latex
 För känslig hud

Leukopor® är en microporös häfta som är lätt att använda. Den är avrivbar förhand och ger god vidhäftning. **Leukopor®** är avsedd för patienter med tunn och ömtålig hud. **Leukopor®** är fram ställd av non-woven med häftmassa av akryl.

Avrivbar- Enkel och snabb fastsättning av alla förband.

För ömtålig hud- Häftmassa av akryl.

God vidhäftning- Lång hållbarhet vid fixering av alla typer av förband.

Microporös- Genomtränglig för luft och vatten ånga.

Indikationer

Fixering av förband.

Fixering av medicinska artiklar.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
Plastkåpa				
02471-00	1,25 cm x 5 m	24	240	vit
02472-00	2,5 cm x 5 m	12	120	vit
02474-00	5 cm x 5 m	6	60	vit
Spole				
02453-00	1,25 cm x 9,2 m	24	240	vit
02454-00	2,5 cm x 9,2 m	12	120	vit
02455-00	5 cm x 9,2 m	6	60	vit

® Reg Trade Mark